

## MAGNUM Expresor (nástroj na komedony, kosmetické očko) 076 a 080

**Účel:** Expresor (nástroj na komedony, kosmetické očko) je kosmetické nářadí které slouží k odstranění komedonů (černých teček)

**Varianty expresorů:** Existují dvě základní varianty expresorů:

**První základní varianta** - nástroj má dva konce – s „jehlou“ a s kulatou částí s otvorem (s „lžičkou“)



Expresor (nástroj na komedony) MAGNUM 076 s jehlou a s kulatou částí s otvorem

„Lžička“ je opatřena malým otvorem a slouží k odstranění černých teček, nebo pupínků.  
„Jehla“ slouží k propíchnutí bílých teček (akné).

**Druhá základní varianta** – nástroj má dva konce – na každém konci je smyčka. Každá smyčka má různou velikost a tvar – důvod – snadný přístup a práce.



Expresor (nástroj na komedony) MAGNUM 080 - na každém konci je smyčka.

### Jak používat MAGNUM Expresor 076 a 080:

- Otevřít póry pleti: a) horká sprcha – 2 až 3 minuty  
nebo  
b) nahřátí obličeje teplým vlhkým ručníkem 2 až 3 minuty  
nebo  
c) párou – pokud máte speciální nástroj
- Dezinfikujte ruce a nástroje
- Dezinfikujte místa na pleti, kde budete aplikovat nástroj.
- Odstranění:
  - černých teček a pupínků - Umístěte černou tečku do oka smyčky / otvoru lžičky, jemně přitlačte, je-li potřeba i přetáhněte nástroj přes černou tečku
  - bílých teček - vyčkejte, až se vytvoří pupínek a praskne (nebo ho propíchněte „jehlou“). Potom aplikujte stejným způsobem, který je popsán v bodě 4.1.
- Po použití expresoru:
  - ihned dezinfikujte a naneste uklidňující krém – zabráníte vstupu bakterií do otevřených kožních pórů.
  - dezinfikujte nástroj antibakteriálním mýdlem a horkou vodou nebo lihem.

**Pozor:** Používejte opatrně!

**Seznam prodejců na :** [www.lifemine.cz](http://www.lifemine.cz)

**Výhradní dovozce:** LifeMine s.r.o.